

# Flash Card Type

一瞬出てくる単語を見て、タイプする。

```
; Flash Card Type
; version 01
; copyleft 2011-05-26 sugiura@nagoya-u.jp

; テキストファイルから、一行一単語、読み込む
; テキストファイルは words.txt というファイル名で、
; 一行一単語ずつにして、同じフォルダーに入れておく。

*start
cls

pos 100, 100
font "MS ゴシック ", 48, 17

mes "Now, let's start!"

await 1000

notesel words      ; 事前に読み込みバッファ設定
noteload "words.txt"    ; テキストファイルの読み込み

gosuu = notemax      ; notemax は、メモリーパッド内の行数。

wordlist = ""
word = ""
point = 0

repeat gosuu        ; 行数(語数)分だけ繰り返す。
  noteget word, cnt   ; noteget で行単位で読みだす。cnt で読み込み回数をインデックス番号とする
  wordlist(cnt) = word ; 読み込んだ単語を、配列に入していく。
  word = ""
  await 1
loop

randomize
repeat length(wordlist)
  x = rnd(cnt+1)
  R(cnt) = R(x)
  R(x) = cnt + 1
  await 1
loop

cls

pos 100, 100
font "MS ゴシック ", 48, 17

mes " 単語数は、"+gosuu+" 語です。"
mes ""
mes "Type the word!"
mes ""
pos 300, 280
button goto "OK", *main
stop

*main
cls

repeat length(R)
; mes R(cnt)
; wait 20
  kotaе = ""
  typeln = ""
  monme = str(cnt + 1)
  cls

  pos 200, 150
  font "MS ゴシック ", 48, 17
  mes monme+": "+wordlist(R(cnt)-1)
```

```

kotae = wordlist(R(cnt)-1)
wait 120
cls

pos 250, 150
font "MS ゴシック ", 44, 17
objsize 200, 52
objmode 2, 1

input typeIn

objsel 0
mes ""
button gosub "check!", *check
stop
*here

font "MS ゴシック ", 18, 17
    iti = 30
    repeat point
        pos iti, 30
        color 255,0,0
        mes ""
        iti = iti + 18
        await 1
    loop
    await 1000
    cls
    await 1
loop

; おわり

wait 80
pos 200, 100
font "MS ゴシック ", 48, 17

mes "おわりますか？"
mes ""
mes ""
    objmode 1
;font "MS ゴシック ", 48, 17

button goto "Again!", *start
mes ""
button goto "おわります", *owari
stop

*owari
cls
wariai = point*100/gosuu
font "MS ゴシック ", 18, 17
    iti = 30
    repeat point
        pos iti, 30
        color 255,0,0
        mes ""
        iti = iti + 18
        await 1200
    loop
    pos 200, 100
    color 0,255,0
    font "MS ゴシック ", 48, 17
    mes "You got "+point+" points!"
    mes ""
    color 0, 0, 255
    mes "That's "+wariai+" %."
    await 1500
    mes ""
    color 255,255,255
    mes " じゃ、またね。"
    await 1500
end

;----- sub -----
*check

pos 200, 300
font "MS ゴシック ", 48, 17

```

```
if kotaе == typeIn {  
    mes "Good!"  
    mes "You got it!"  
    wait 100  
    point = point + 1  
}else{  
    mes "Oh, no :..."  
    mes "That's "+kotaе+"."  
    wait 150  
}  
cls  
  
goto *here
```